

**ΓΕ 105.0 ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΜΩΝ**

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σταθμά για ζύγιση μικρών ποσοτήτων χρησιμοποιώντας κέρματα. Οι μάζες των κερμάτων δίνονται από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΕΡΜΑ	ΜΑΖΑ	ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
2€	8,50 gr	8,50 gr
1€	7,50 gr	7,50 gr
50 λεπτά	7,80 gr	7,80 gr
20 λεπτά	5,74 gr	5,70 gr
10 λεπτά	4,10 gr	4,00 gr
5 λεπτά	3,92 gr	4,00 gr
2 λεπτά	3,06 gr	3,00 gr
1 λεπτό	2,30 gr	2.30 gr